

春季 FUN肆購

SPRING2021

即日起~2021/5/20



大享購滿額贈


| 三大禮券任你選 |



7-11



家樂福



全家

(滿1萬送400, 滿2萬送800, 2萬以上以此類推)

開立發票後方可領取



Integrated Bio
捷昇生物科技股份有限公司

DNA系列



買

以下產品任 1 組

Product	Cat No.
QIAprep Spin Miniprep Kit (250)	27106
QIAquick PCR Purification Kit (250)	28106
QIAquick Gel Extraction Kit (250)	28706

送

以下產品任 2 組

Product	Cat No.
QIAprep Spin Miniprep Kit (50)	27104
QIAquick PCR Purification Kit (50)	28104
QIAquick Gel Extraction Kit (50)	28704

RNA系列

QIAzol Lysis Reagent

79306
200 ml

特價



- 可獲得高純度
- 高品質
- 高產量RNA

RNAprotect Tissue Reagent

76104
50 ml

特價



- 方便且安全地處理樣本
- 可在37°C下保存RNA長達1天
- 適合現場採樣，無須液氮或乾冰

RNeasy Mini Kit (50)

74104
50 reactions

特價



新竹區獨家販售

QIAGEN QIAmplicon 96 PCR system

- 快速升降溫，45分鐘完成30個循環
- 梯度控溫功能，方便實驗優化
- 溫控準確，溫度均一性強
- 簡單易用，直覺式的軟體和觸控螢幕



來電
神秘價

請洽當區業務



專屬經銷商：竹、苗地區國衛院、工研院、農科院、食工所及清交等六大區域經銷商

核酸定量

iQuant™ Nucleic Acid Assay 低濃度核酸樣品測量的新星

傳統的 OD 260 核酸定量方法在定量時，易受核酸萃取過程中未去除乾淨雜質而影響定量結果，且對低濃度的樣品也有偵測上的困難。新推出的核酸定量試劑 iQuant™，使用專一的螢光染料，精確且專一的定量核酸濃度，並可應用於各式的低濃度樣品上。

- 靈敏度高 - 比 NanoDrop 高一百倍，並可區分 DNA/RNA
- 精確度高 - 不會受到蛋白質與游離核苷酸等影響而產生假陽性結果
- 線性範圍廣 - 超過四個數量級
- 兼容性高 - 可用於盤式螢光儀、螢光定量儀 (fluorometer) 如 Qubit®、Quantus™ 等
- 使用簡單 - 只需簡單的稀釋、混和即可上機偵測

iQuant™ dsDNA HS Assay Kit				
Cat No.	Size	Initial sample Concentration	Sensitivity	價格
N010	200 assays	10 pg/μL – 100 ng/μL	0.2-100 ng	特價
N011	1000 assays	10 pg/μL – 100 ng/μL	0.2-100 ng	特價

iQuant™ ssDNA Assay Kit				
Cat No.	Size	Initial sample Concentration	Sensitivity	價格
N014	200 assays	20 pg/μL – 200 ng/μL	1-200 ng	特價
N015	1000 assays	20 pg/μL – 200 ng/μL	1-200 ng	特價

iQuant™ RNA BR Assay Kit				
Cat No.	Size	Initial sample Concentration	Sensitivity	價格
N018	200 assays	400 pg/μL – 1,000 ng/μL	20-1000 ng	特價
N019	1000 assays	400 pg/μL – 1,000 ng/μL	20-1000 ng	特價

iQuant™ dsDNA BR Assay Kit				
Cat No.	Size	Initial sample Concentration	Sensitivity	價格
N012	200 assays	100 pg/μL – 1,000 ng/μL	2-1000 ng	特價
N013	1000 assays	100 pg/μL – 1,000 ng/μL	2-1000 ng	特價



iQuant™ RNA HS Assay Kit				
Cat No.	Size	Initial sample Concentration	Sensitivity	價格
N016	200 assays	100 pg/μL – 100 ng/μL	5-100 ng	特價
N017	1000 assays	100 pg/μL – 100 ng/μL	5-100 ng	特價

iQuant™ NGS-HS dsDNA Assay Kit				
Cat No.	Size	Initial sample Concentration	Sensitivity	價格
N020	200 assays	10 pg/μL – 100 ng/μL	0.2-100 ng	特價
N021	500 assays	10 pg/μL – 100 ng/μL	0.2-100 ng	特價

膠體染色

Cat No.	Size	Product Name	價格
D001-1	250 μL	1kb DNA Ladder	特價
D001-2	2×250 μL	1kb DNA Ladder	特價
D002-1	250 μL	1kb Plus DNA Ladder	特價
D002-2	2×250 μL	1kb Plus DNA Ladder	特價
D003-1	250 μL	100bp Plus DNA Ladder	特價
D003-2	2×250 μL	100bp Plus DNA Ladder	特價
D012	1 mL	SafeGreen Loading Dye	特價
D013	1 mL	SafeRed Loading Dye	特價
D016	5 mL	DNA Loading Buffer (6X)	特價
N100	500 μL	GreenView™ DNA Gel Stain	特價
N101	500 μL	GreenView™ Plus DNA Gel Stain	特價
N102	500 μL	RedView DNA Gel Stain	特價
N103	500 μL	GreenView™ Ultra DNA Gel Stain	特價

	GreenView	GreenView Plus	GreenView Ultra	RedView
Sensitivity (dsDNA)	Sensitive (~2 ng)	Highly Sensitive (~0.2 ng)	Ultra Sensitive (~60 pg)	Sensitive (~1 ng)
Nonhazardous/ Environmentally friendly	●	●	●	●
Gel electrophoresis	●	●	●	●
dsDNA	●	●	●	●
ssDNA		●	●	
RNA		●	●	
Precast gel staining	●	●		●
Post-gel staining			●	
Gel band excision for cloning	●	●	●	
Excitation Source	Blue light/UV	Blue light/UV	Blue light/UV	UV
Recommended emission filter	535 nm	535 nm	535 nm	EB filter



化學勝任細胞

高效率轉型(transformation), 獲得穩定及高品質 plasmid DNA 的好幫手!

GCI-5α Chemically Competent <i>E. coli</i> Cells			GCI-L3 Chemically Competent <i>E. coli</i> Cells		
Cat No.	Size	價格	Cat No.	Size	價格
CC001	10 tubes	特價	CC003	10 tubes	特價
CC002	20 tubes	特價	CC004	20 tubes	特價

黴漿菌檢測

Mycoplasma PCR Detection Kit

Cat No.	Size	價格
MP004	50 rxns	特價


Figure 1. Example of mycoplasma PCR

M: 100 bp DNA 分子量標記
C: 陰性控制組
1-5: 未處理的細胞培養液, 分別 0.03、0.1、0.3、1.0 和 3.0 μl
6-10: 煮沸過的細胞培養液, 分別 0.03、0.1、0.3、1.0 和 3.0 μl
*5, 10: 細胞培養液中的血清蛋白和其他成分會抑制 PCR 反應

- 可從 0.03 μl 細胞培養液中檢測黴漿菌
- 2 個小時內即可測得結果
- 不需預先處理細胞培養液

OmicsLink™ Expression-Ready ORF cDNA Clones

GeneCopia 提供超過 45000 個人類和小鼠的 full-length protein-coding ORF cDNA clones, 非常適合用在不同細胞系統中進行蛋白表現、純化和功能分析。



Promoter	CMV, T7, Tac, EF1α, GAL1, pADH, AcMNPV polyhedrin, custom promoter
Selection marker	Neomycin, puromycin, hygromycin, blasticidin, zeocin
Fusion tag	- Fluorescent tags: eGFP, eYFP, eCFP, mCherry - Multifunctional tags: HaloTag®, AviTag™ - Solubility and purification tags: His6, SUMO, Flag, GST, MBP, 3xFlag - Antibody immunoprecipitation tags: 3xHA, Myc, Flag, 3xFlag - IRES- coexpressed proteins: Avi+IRES-Biotin ligase, Myc+IRESeGFP, IRES-eGFP, IRES-Neomycin, IRES-Luciferase, etc. - And more
Vector type	Lentiviral and non-viral vectors



Search ORF Clone

85折

報告基因分析套組

Gaussia Luciferase (GLuc) / Secreted Alkaline Phosphatase (SEAP) 報告基因系統分析套組

專門設計用於分析使用 Gaussia Luciferase (GLuc) 和 Secreted Alkaline Phosphatase (SEAP) 的雙報告基因系統實驗或使用 GLuc 的單報告基因系統實驗。

- **活細胞分析** — 僅須收取培養液, 適合時間點及高通量實驗
- **靈活運用** — 套組內附有兩種不同條件緩衝液 (高靈敏度和高穩定度)
- **相容性高** — 可用於分析所有 GeneCopia 所提供、帶有 GLuc 和 SEAP 的 clone

Cat. No.	Product	Size	價格
LF031	Secrete-Pair™ Dual Luminescence Assay Kit	100 rxns	特價
LF032	Secrete-Pair™ Dual Luminescence Assay Kit	300 rxns	特價
LF033	Secrete-Pair™ Dual Luminescence Assay Kit	1000 rxns	特價
LF061	Secrete-Pair™ Gaussia Luciferase Assay Kit	100 rxns	特價
LF062	Secrete-Pair™ Gaussia Luciferase Assay Kit	1000 rxns	特價

Firefly Luciferase / Renilla Luciferase 報告基因系統分析套組

三個不同特色的高品質 Firefly Luciferase / Renilla Luciferase 報告基因系統分析套組, 您可依照實驗需求選擇最適合的分析套組:

- **Luciferase 表現量很低?** — 試試高靈敏度的 Luc-Pair™ Duo-Luciferase HS Assay Kit
- **冷光訊號掉得太快?** — 試試高穩定度的 Luc-Pair™ Duo-Luciferase Assay Kit 2.0
- **樣品數量很多?** — 試試縮減操作步驟的 Luc-Pair™ Duo-Luciferase Assay Kit HT


Cat. No.	Product	Size	價格
LF001	Luc-Pair™ Luciferase Assay Kits 2.0	100 reactions	特價
LF002	Luc-Pair™ Luciferase Assay Kits 2.0	300 reactions	特價
LF004	Luc-Pair™ Duo-Luciferase HS Assay Kits	100 reactions	特價
LF005	Luc-Pair™ Duo-Luciferase HS Assay Kits	300 reactions	特價
LF007	Luc-Pair™ Firefly Luciferase HS Assay Kits	100 reactions	特價
LF008	Luc-Pair™ Firefly Luciferase HS Assay Kits	300 reactions	特價
LF010	Luc-Pair™ Renilla Luciferase HS Assay Kits	100 reactions	特價
LF011	Luc-Pair™ Renilla Luciferase HS Assay Kits	300 reactions	特價
LF013	Luc-Pair™ Duo-Luciferase HT Assay Kits	10ml	特價
LF014	Luc-Pair™ Duo-Luciferase HT Assay Kits	30ml	特價
LF016	Luc-Pair™ Firefly Luciferase HT Assay Kit	10ml	特價
LF017	Luc-Pair™ Firefly Luciferase HT Assay Kit	30ml	特價
LF019	Luc-Pair™ Renilla Luciferase HT Assay Kit	10ml	特價
LF020	Luc-Pair™ Renilla Luciferase HT Assay Kit	30ml	特價

更大包裝優惠請洽當區業務



miRNA研究

miExpress™ Precursor miRNA Expression Clones




miExpress™ miRNA Precursor Clones 可以使用細胞過度表達miRNA，抑制目標mRNA的表達，從而抑制蛋白質的轉譯。

應用
過度表達miRNA進行功能性研究

85折

miArrest™ miRNA Inhibitors



GeneCopoeia亦提供化學合成的miRNA Inhibitor，可以進行轉染，用以抑制特定的內生性miRNA。

應用
抑制miRNA以進行功能缺失 (loss of function) 的研究

85折


載體選擇

Vector	Tracking gene	Selection marker	Promoter	Type
pEZX-MR02	mCherry	Puromycin	CMV	HIV
pEZX-MR03	eGFP	Puromycin	CMV	HIV
pEZX-MR04	eGFP	Puromycin	CMV	Mammalian

載體選擇

Vector	Tracking gene	Selection marker	Promoter	Type
pEZX-AM01	mCherry	Puromycin	H1	Mammalian
pEZX-AM02	mCherry	Puromycin	U6	Mammalian
pEZX-AM03	mCherry	Hygromycin	H1	HIV
pEZX-AM04	mCherry	Hygromycin	U6	HIV
pEZX-AM04	mCherry	Puromycin	U6	HIV

miTarget™ 3' UTR miRNA target clones



應用

miRNA target驗證、預測目標miRNA target site 的功能和miRNA對target gene調節作用的研究

85折


載體選擇

Vector	Reporter gene	Tracking gene	特點	搭配分析套組
pEZX-MT05	Gaussia luciferase	Secreted alkaline phosphatase (SEAP)	不需要裂解細胞，利用上清液進行活細胞分析	Secrete-Pair™ Dual Luminescence Assay Kit
pEZX-MT06	Firefly luciferase	Renilla luciferase	分析前需將細胞裂解	Luc-Pair™ Luciferase Assay Kit

miRNA定量分析相關試劑

All-in-One™ miRNA qPCR Primers

- 每條primer均附有miRNA qPCR primer validation report
- 附positive Control cDNA Mix



經過驗證的All-in-One™ miRNA qPCR primer對目標miRNA進行特異性擴增並產生特異的溶解曲線。曲線有良好的的一致性。

All-in-One™ miRNA qRT-PCR Detection Kit

Kit內包括RT和qPCR兩部分試劑。利用基於SYBR® Green的qPCR技術，對miRNA進行快速、準確的定量。

- 能從少至10 pg small RNA或 20 pg total RNA的樣品中檢測miRNA
- 僅會檢測成熟單股的miRNA
- 可與All-in-One miRNA qPCR Primer配套使用



Cat. No.	Product	Description	Size	特價
QP115	All-in-One™ miRNA qRT-PCR Detection Kit 2.0	Poly A Polymerase, RTase Mix, qPCR Mix, ROX Reference Dye, Universal Adaptor PCR Primer and other buffers (for use with miRNA qPCR primers)	20 RT and 200 qPCR rxns	特價
QP116	All-in-One™ miRNA qRT-PCR Detection Kit 2.0	Poly A Polymerase, RTase Mix, qPCR Mix, ROX Reference Dye, Universal Adaptor PCR Primer and other buffers (for use with miRNA qPCR primers)	60 RT and 600 qPCR rxns	特價
多種	All-in-One™ miRNA qPCR primers	經驗證過的人類、小鼠和大鼠miRNA primer	200 rxns	特價

轉染試劑


PolyJet™ DNA *In Vitro* Transfection Reagent

生物可分解的陽離子聚合物轉染試劑

- 不需使用 opti-mem，毒性低效率高
- 可一次送多個 DNA 進入細胞（客戶測試：12 個 DNA）
- 血清和抗生素不影響轉染效率

● > 1,400 篇專業文獻刊登於知名期刊上

PolyJet, FuGene HD, 與 Lipo2000 分別在 MDCK 內的轉染效率比較



適用細胞株·國內成功案例

293, 293FT, 293GP, 293T, 93TN, 4T1, A431, A549, B16F0, BHK-21, C3H10T1/2, CE48L10, CHO-K1, CL1-5, Coca-2, COS-1, COX2, Fadu cell, GP2-293, H1299, H1335, HGC2, HaCat, HBL100, HEK293T, HeLa, Hep3B, HepG2, HONE-1, Hs578t, HSC-3, Huh-7, SASVO3, hybridoma, K562, L929, LS174T, MCF-7, MDA-MB-231, MEFs, MeWo, morola, NZA, NIH3T3, NRK52E, Raw264.7, SAS, SF21, SiHa, SK-Hep1, THP-1, TW01, TW2.6, U373MG, U87MG, Vero

組合購買激省 買3送1 / 買5送2

(同品項並以原價計價)

熱銷
NO.1



SL-100688
PolyJet™ DNA *In Vitro* Transfection Reagent, 1 ml

特價

熱銷
NO.2



SL-100489
GenJet™ (Ver. II) DNA *In Vitro* Transfection Reagent, 1 ml

特價



SL-100499
GenJet Plus DNA *In Vitro* Transfection Reagent, 1 ml

特價



SL-100566
PepMute™ siRNA & DNA *In Vitro* Transfection Reagent, 1 ml

特價



SL-100568
GenMute™ siRNA & DNA *In Vitro* Transfection Reagent, 1 ml

特價

熱銷
NO.3

	PolyJet™	GenJet™ (Ver. II)	GenJet™ Plus	GenMute™
載體	獨家專利生物可降解陽離子聚合物	陽離子聚合物和脂質體的雜合體	陽離子聚合物和脂質體的雜合體，並添加了多肽增強劑	PDCC修飾的獨家專利生物可降解陽離子聚合物
特色	● 專利polymer synthesis technology (PST)技術 ● 聚合物：DNA複合物通過內吞作用被細胞吸收後，陽離子聚合物可以迅速、完全被降解，從而確保極低的細胞毒性 ● 可獲得高蛋白表現量	● 針對難以轉染的哺乳類細胞 ● 載體技術顯著地增加了聚合物：DNA複合物的形成 ● 轉染效率高、重複性好、毒性低和穩定性極強 ● 可獲得高蛋白表現量	● 針對難以轉染的哺乳類細胞及懸浮型細胞 ● 添加了模擬的病毒細胞穿透性肽，可協助將DNA帶入細胞核，因此轉染效率非常高 ● 可獲得高蛋白表現量 ● 可轉染長片段DNA (1.5 kb-46 kb) ● 可獲得極高titer的慢病毒	● 獨家pH dependent conformational change (PDCC)技術，使得聚合物和siRNA結合更緊密 ● 將非特異性(non-specific)和非專一性現象(off target effect)降至最低 ● 常用的細胞株最低只需使用0.5 pmol (1.0 nM)即可得到94% Knockdown效果 ● 非常低毒性
應用	● 單一DNA片段轉染 ● 多個DNA片段同時轉染 ● 慢病毒質粒包裝	● DNA片段轉染 ● 慢病毒質粒包裝	● DNA片段轉染 ● 慢病毒質粒包裝	● 單一siRNA轉染，單一DNA片段轉染，DNA/siRNA共同轉染 ● 單一miRNA, miRNA mimics, miRNA inhibitors轉染 ● DNA/miRNA 或DNA/miRNA mimics共同轉染
操作步驟提供	● 提供兩種不同的轉染步驟 ● 提供DNA plasmid轉染到293T的轉染步驟	● 提供兩種不同的轉染步驟 ● 提供SF9昆蟲細胞轉染步驟 ● 提供DNA plasmid轉染到293T的轉染步驟 ● 提供針對特定細胞株的轉染步驟	● 提供兩種不同的轉染步驟 ● 提供SF9昆蟲細胞轉染步驟 ● 提供DNA plasmid轉染到293T的轉染步驟	● 提供siRNA轉染和DNA/siRNA共同轉染步驟 ● 提供miRNA mimics轉染和DNA/miRNA共同轉染步驟 ● 提供DNA轉染步驟 ● 提供針對特定細胞株的轉染步驟
適用細胞株	常用的哺乳動物細胞株	常用的哺乳類細胞、難以轉染的哺乳類細胞、原代細胞、昆蟲細胞	難以轉染的哺乳類細胞、原代細胞、懸浮型細胞、昆蟲細胞	常用的哺乳動物細胞株
適用細胞株國內成功案例	293, 293T, A549, CE48L10, CHO-K1, COS-7, H1335, HeLa, HepG2, HIN3T3, Huh7, LNCaP, MCF7, Neuro2A, Raw264.7, Vero, SF21, H1299, K562	BM1, HepG2, HUVEC, MCF7, hMSC, HeLa, TF-1, SAS cell, Fadu cell, Huh-7, Mouse ES cells, MEFs, MDCK, M10, A-10 cells, SAS cells	S-G, RD, CHO-S, 293F, CE48L10	A549, SKOV3, Huh7, HepG2, HBMEC, MSC, ADSC, H1299, A-10, Dendritic Cells, zebrafish ZF4 cells, RASMC rat aortic smooth muscle cells

封片膠

Cat. No.	Product	Size	價格
AML030	Aqueous Mount (Low Viscosity)	30 ml	特價
AML060	Aqueous Mount (Low Viscosity)	60 ml	特價
FMH030	FluoreGuard Mounting Medium (Hard Set)	30 ml	特價
FMH060	FluoreGuard Mounting Medium (Hard Set)	60 ml	特價

TMB試劑

高品質TMB呈色劑, 20年製造工法!

TMB Soluble Reagent (Standard/High Sensitivity)

- 特殊配方, 專門開發用於偵測ELISA系統中的過氧化物酶 (horseradish peroxidase)
- 具高穩定度及高靈敏度雙重特性
- 單瓶試劑, 即開即用
- 與 TMB Stop Buffer 一起使用, 數小時內產生的顏色不會褪色或變暗
- pH6.0±0.5, 產品穩定, 無批次變化

TMB Stop Buffer

- 特殊酸性製劑的組合可穩定的停止反應

Cat. No.	Product	Size	價格
TM1125		125 ml	特價
TM1500	TMB Soluble Reagent (Standard Sensitivity)	500 ml	特價
TM1999		1000 ml	特價
TM4125		125 ml	特價
TM4500	TMB Soluble Reagent (High Sensitivity)	500 ml	特價
TM4999		1000 ml	特價
TSB125		125 ml	特價
TSB500	TMB Stop Buffer	500 ml	特價
TSB999		1000 ml	特價


Formalin固定液

在組織染色中最常使用的固定液

Cat. No.	Product	Size	特價
FRN125	Formalin (10% Neutral Buffered)	125 ml	特價
FRN500	Formalin (10% Neutral Buffered)	500 ml	特價
FRN999	Formalin (10% Neutral Buffered)	1000 ml	特價

Top 5 IHC染色試劑盒

Cat. No.	Product	Size	特價
TRM-1	Trichrome Stain Kit (Modified Masson's)	125 ml ea.	特價
TRM-2	Trichrome Stain Kit (Modified Masson's)	30 ml ea.	特價
TRM-500	Trichrome Stain Kit (Modified Masson's)	500 ml ea.	特價
BBS-1	Gram Stain Kit (Modified Brown & Brenn)	125 ml ea.	特價
BBS-2	Gram Stain Kit (Modified Brown & Brenn)	30 ml ea.	特價
GSK-1	Gram Stain Kit	125 ml ea.	特價
GSK-2	Gram Stain Kit	30 ml ea.	特價
GSK-500	Gram Stain Kit	500 ml ea.	特價
PSR-1	Picro-Sirius Red Stain Kit (For Collagen)	1 kit (250ml)	特價
PSR-2	Picro-Sirius Red Stain Kit (For Collagen)	1 kit (30ml)	特價
WGK-1	Wright-Giemsa Stain Kit	1 kit (500ml)	特價
WGK-2	Wright-Giemsa Stain Kit	1 kit (30ml)	特價



Trichrome Stain Kit


Protein Ladder

買1
送1


PM2500
Prestained Protein Ladder, 10-180 kDa
250 µl x 2 /組

年度銷售冠軍

15% Tris-Glycine



PM2600
Prestained Protein Ladder, 10-245 kDa
250 µl x 2 /組



PM2700
Prestained Protein Ladder, 5-245 kDa
250 µl x 2 /組

Q-PAGE™ Precast Gel

蛋白質電泳預鑄膠
特價

買1
送1



Cat. No.	膠體尺寸		膠體well數		膠體濃度			Buffer系統
	Mini 100*83*1 mm	Midi 100*100*1 mm	12well	15well	8%	12%	4-12%	
QP2110	✓		✓		✓			Bis-Tris
QP3110		✓	✓			✓		
QP2310	✓		✓			✓		
QP3310		✓	✓		✓			
QP2510	✓		✓				✓	
QP3510		✓	✓				✓	
QP2120	✓			✓	✓			
QP2320	✓			✓		✓		
QP2520	✓			✓			✓	
QP3120		✓		✓	✓			
QP3320		✓		✓		✓		
QP3520		✓		✓			✓	

REAL-TIME PCR

Exceed the limit

SensiFAST™ qPCR Kit

適用系統：SYBR, Probe

買10
送1

Cat. No.	Product	Size
BIO-92005	SensiFAST SYBR Hi-ROX Kit	1 ml/vial (100 rxns)
BIO-94005	SensiFAST SYBR Lo-ROX Kit	1 ml/vial (100 rxns)
BIO-98005	SensiFAST SYBR No-ROX Kit	1 ml/vial (100 rxns)
BIO-86005	SensiFAST Probe No-ROX Kit	1 ml/vial (100 rxns)

省錢經濟學 單支輕鬆購

MyTaq PCR Master Mix

Cat. No.	Product	Size	價格
BIO-25041-1	MyTaq Mix, 2x	1.25 ml/vial (50 rxns)	特價
BIO-25043-1	MyTaq Red Mix, 2x	1.25 ml/vial (50 rxns)	特價
BIO-25045-1	MyTaq HS Mix, 2x	1.25 ml/vial (50 rxns)	特價
BIO-25047-1	MyTaq HS Red Mix, 2x	1.25 ml/vial (50 rxns)	特價

SensiFAST cDNA Synthesis Kit

專為Two-Step Realtime PCR設計

Cat. No.	Pack Size	Volume	價格
BIO-65053	50 rxns	1 x 50 µl RT+ 1 x 200 µl buffer	特價
BIO-65054	250 rxns	5 x 50 µl RT+ 5 x 200 µl buffer	特價

**只需1步驟
15分鐘完成RT**

超方便 只需加入RNA & RT
超快速 15分鐘內完成
超高再現性 Unbiased cDNA 合成

RNA (≥4pg)

Reverse Transcriptase (M-MLV RNase H minus)

TransAmp Buffer

包含
Oligo (dT)₁₈
Random Hexamer
dNTP Mix
Ribosafe RNase Inhibitor

RT 15分鐘 42°C


cDNA Products

特殊設計，幫助2級結構打開，避免高溫造成RNA流失

RiboSafe RNase Inhibitor

提供RNA終極保護

- 完全抑制RNase A、B和 C
- 顯著提高RT-PCR靈敏度
- 不含DNase、RNase和Nickase
- 不抑制 polymerase/transcriptase 活性
- 在廣泛的pH值、溫度和DTT濃度範圍內穩定



RiboSafe RNase Inhibitor

Cat. No.	Pack Size	Conc.	價格
BIO-65027	2,500 Units	40 u/µL	特價
BIO-65028	10,000 Units	40 u/µL	特價

超高靈敏度的冷光受質溶液

UltraScience Western Substrate是以發光胺(luminol)為基底的強化型化學冷光受質，可和接有HRP的二級抗體反應且靈敏度高，並且具有出色的長時間訊號持續度，無論在數位影像或膠片影像都不會有訊號流失的情況。

PATENTED
US 10, 711, 185 B2

BIO-HELIX
Co., Ltd.



UltraScience Pico Plus Western Substrate

Cat No.	Size	價格
CCH321-B100ML	100 ml (50mlx2)	特價

靈敏度 low picogram to high femtogram

為入門級試劑，適合使用於偵測高表現量的蛋白質訊號。

UltraScience Pico Ultra Western Substrate

Cat No.	Size	價格
CCH345-B100ML	100 ml (50mlx2)	特價

靈敏度 low picogram to mid femtogram

靈敏度為UltraScience Pico Plus的30倍，適合使用於偵測較低表現量的蛋白質訊號。

UltraScience Femto Western Substrate

Cat No.	Size	價格
CCH365-B100ML	100 ml (50mlx2)	特價

靈敏度 mid femtogram to low femtogram

超高靈敏度，適合使用於偵測極低表現量的蛋白質訊號。

Smart Buffers, Smart Solutions for Smart People



Medicago於1995年在瑞典烏普薩拉成立，致力於為生命科學研究、生物技術和製藥客戶提供最優質的產品及一流服務。SmartBuffers和SmartReagents系列產品為預先秤重混和與調整過pH值的緩衝溶液或試劑，以錠劑或粉袋形式提供，加入去離子水溶解即可使用，可在日常實驗室工作中節省寶貴的時間。Medicago同時也提供客戶高品質的抗體、Immuno Reagents和Assay kit等相關實驗產品，更多詳情可洽當區業務。

Tris Buffered Saline (TBS) pH 7.6, 500 ml			Tris Buffered Saline with Tween® 20 (TBS-T) pH 7.6, 500 ml			Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 500 ml		
Cat. No.	Size	價格	Cat. No.	Size	價格	Cat. No.	Size	價格
09-7500-30	30 tablets / blister pack	特價	09-7510-30	30 tablets / blister pack	特價	09-8902-36	36 tablets/ blister pack	特價
09-7500-100	100 tablets	特價	09-7510-100	100 tablets	特價	09-8902-100	100 tablets	特價
Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 500 ml			Carbonate-bicarbonate Coating buffer pH 9.6, 100 ml			Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 1000 ml		
Cat. No.	Size	價格	Cat. No.	Size	價格	Cat. No.	Size	價格
09-8912-36	36 tablets / blister pack	特價	09-8922-24	24 tablets / blisterpack	特價	09-9400-30	30 tablets / blister pack	特價
09-8912-100	100 tablets	特價	09-8922-100	100 tablets	特價	09-9400-100	100 tablets	特價
Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBS-T) pH 7.4, 1000 ml			Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.2, 1000 ml			Buffered Sodium Citrate 3.2 % (0.109M) 100 ml		
Cat. No.	Size	價格	Cat. No.	Size	價格	Cat. No.	Size	價格
09-9410-30	30 tablets / blister pack	特價	09-9499-30	30 tablets/ blisterpack	特價	12-8480-10	10 Pouches	特價
09-9410-100	100 tablets	特價	09-9499-100	100 tablets	特價			
Tris-Borate-EDTA buffer (TBE) 10x pH 8.3, 1000 ml			Arachis hypogaea lectin (PNA)			Glycine max lectin (SBA)		
Cat. No.	Size	價格	Cat. No.	Size	價格	Cat. No.	Size	價格
12-9112-10	10 pouches	特價	05-0116-10	10 mg	特價	05-0117-10	10 mg	特價
			05-0116-50	50 mg	特價	05-0117-50	50 mg	特價
Artocarpus integrifolia lectin (Jacalin)			EC-Blue® Enhanced Substrate (TMB)			Glycerol (glycerin)		
Cat. No.	Size	價格	Cat. No.	Size	價格	Cat. No.	Size	價格
05-0133-10	10 mg	特價	10-9405-100	100 ml	特價	16-0024-500	500 ml	特價
			10-9405-250	250 ml	特價			
			10-9405-1000	1L	特價			

Cat. No.	Products	Size	價格	Cat. No.	Products	Size	價格
12-9122-10	Tris-Glycine buffer pH 8.3, 1000 ml	10 pouches	特價	12-9424-1	Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 10 l	1 pouch	特價
12-9123-10	Tris-Glycine buffer pH 8.3, 5000 ml	10 pouches	特價	12-9425-1	Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 50 l	1 pouch	特價
12-9133-10	Tris Buffered Saline (TBS) pH 8.0, 1000 ml	10 pouches	特價	12-9426-1	Phosphate Buffered Saline powder (PBS) pH 7.4, 100 l	1 pouch	特價
12-9134-10	Tris Buffered Saline (TBS) 10x pH 8.0, 1000 ml	10 pouches	特價				
12-9144-5	Tris-Acetate-EDTA buffer (TAE) 50x pH 8.3, 1000 ml	5 pouches	特價				
12-9145-5	Tris-Acetate-EDTA buffer (TAE) 50x pH 8.3, 500 ml	5 pouches	特價				
12-9222-10	Tris-Glycine SDS buffer pH 8.3, 1000 ml	10 pouches	特價				
12-9223-10	Tris-Glycine SDS buffer pH 8.3, 5000 ml	10 pouches	特價				
12-9423-5	Phosphate Buffered Saline (PBS) 10x pH 7.4, 1000 ml	10 pouches	特價				



Protein L Ligand Leakage ELISA

10-0027-1 特價
1 kit

Medicago的Protein L Ligand Leakage ELISA可以偵測並定量抗體溶液中殘留的Protein L。

- 完整的Ready to use kit
- 偵測定量含有IgG/Ig-fragment溶液中的Protein L
- 包含有12-strips (96 wells) 可進行48次檢測

想知道您純化後的抗體
是否有殘留Protein L嗎?





Gold Biotechnology於1986年由創辦人Paul Gold 博士在聖路易斯技術中心(現為聖路易斯科學中心)成立,當時主要生產銷售IPTG、X-Gal和X-Glu這三項產品,並期望能提供給全世界的科學家高質量且低成本的實驗材料。如今,經過30多年的努力,Gold Biotechnology從最初的三種產品擴展到如今3000多種產品,種類涵蓋Biochemical reagents、Growth factor/Cytokines、Antibiotics、Bioluminescence...等產品,可提供您全方位的化學藥品和實驗試劑,讓您實驗免煩惱。

細胞/組織裂解液

Cat. No.	Products	Pack Size	價格
GB-177-100	Bacterial Cell Lysis Buffer	100 mL	特價
GB-177-500		500 mL	特價
GB-176-100	The Bacterial Cell Lysis Kit • 含細菌細胞裂解液 • 含有一管改良溶菌酶試劑(含核酸酶), 核酸酶(nuclease)可移除DNA/RNA污染 • 試劑盒包含蛋白質萃取所需的所有試劑	100 Preps	特價
GB-176-250		250 Preps	特價
GB-176-500		500 Preps	特價
GB-179-100	Yeast Spheroplast Lysis Buffer	100 mL	特價
GB-179-500		500 mL	特價
GB-178	Yeast Lysis Buffer Kit plus Zymolyase	100 Preps	特價
GB-180-100	Mammalian Cell Lysis Buffer	100 mL	特價
GB-180-500		500 mL	特價
GB-181-100	Tissue Cell Lysis Buffer	100 mL	特價
GB-181-500		500 mL	特價

常見Detergent

U-200-1	Urea	1 kg	特價
U-200-500		500 g	特價
DTT10	DTT (Dithiothreitol) (> 99% pure) Protease free	10 g	特價
DTT25		25 g	特價
DTT50		50 g	特價
DTT100		100 g	特價
C-080-1	CHAPS	1 g	特價
C-080-5		5 g	特價
C-080-10		10 g	特價
C-080-25		25 g	特價
C-080-100		100 g	特價

蛋白質定量

Cat. No.	Products	Pack Size	價格
A-420-10	Bovine Serum Albumin (BSA), Fraction V, Protease Free	10 g	特價
A-420-25		25 g	特價
A-420-50		50 g	特價
A-420-100		100 g	特價


蛋白質水解酶 & 磷酸酶抑制劑

Cat. No.	Products	Pack Size	價格
GB-108-2	ProBlock™ Gold Protease Inhibitor Cocktail [100X]	2 mL	特價
GB-108-5		5 mL	特價
GB-108-10		10 mL	特價
GB-450-1	Simple Stop™ 1 Phosphatase Inhibitor Cocktail ★抑制所有磷酸酶類別	1 mL	特價
GB-450-5		5 mL	特價
GB-451-1	Simple Stop™ 2 Phosphatase Inhibitor Cocktail ★針對 Acid, Alkaline and Tyrosine phosphatases	1 mL	特價
GB-451-5		5 mL	特價
GB-452-1	Simple Stop™ 3 Phosphatase Inhibitor Cocktail	1 mL	特價
P-020-5	Pepstatin A	5 mg	特價
P-020-25		25 mg	特價
A-540-500	AEBSF	500 mg	特價
A-540-1		1 g	特價
A-540-2.5		2.5 g	特價
A-655-25	Aprotinin	25 mg	特價
A-655-100		100 mg	特價
P-470-10	Phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF)	10 g	特價
P-470-25		25 g	特價
E-210-100	EDTA Disodium, dihydrate	100 g	特價
E-210-500		500 g	特價
E-210-1		1 kg	特價

Cloning 相關試劑

Cat. No.	Products	Pack Size	價格
X4281C	X-Gal	1 g	特價
X4281C10		10 g	特價
G1281C1	X-gluc (CHX salt)	1 g	特價
G1281C2		2 x 1 g	特價
I2481C5	IPTG	5 g	特價
I2481C25		25 g	特價
I2481C50		50 g	特價

更多包裝優惠,請洽當區業務



ProFoldin成立於2005年，位於美國麻薩諸塞州，為生命科學和藥物開發提供創新和獨特的研究工具，重點關注以下領域：

- 藥物開發和生物學的藥物標靶酵素測定
- 各種分子和離子的濃度測量
- 用於藥物輸送和生命科學的Liposome和nanodisc產品
- 蛋白質折疊、萃取和重組工具
- 分子結合測定和分離工具

ProFoldin




COVID-19 藥物開發研究工具

85折

COVID-19 是由單股正鏈RNA病毒 SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) 感染引起的。RNA依賴性RNA聚合酶 (RNA dependent RNA polymerase, RdRp) 是這種病毒的關鍵藥物標靶。

SARS-CoV-2 RdRp測定法是在primed RNA template、ATP、UTP、GTP和CTP存在的情況下檢測SARSCoV-2 RdRp合成的RNA分子。這是一種基於螢光的測定，採用384孔盤或96孔盤的形式。測定過程很簡單 – 混合試劑、反應並讀取螢光值。

Gel-based SARS-CoV-2 RdRp測定法可用來觀察RdRp合成的RNA產物和抑製劑的抑製作用。



Cat. No.	Products	Size
S2RPA100KE	SARS-Cov-2 RNA polymerase assay kit plus-100	100 assays
S2RPA020KE	SARS-Cov-2 RNA polymerase assay kit plus -20	20 assays
S2RPA100K	SARS-Cov-2 RNA polymerase assay kit-100	100 assays
GS2RPA020KE	Gel-based SARS-CoV-2 RdRp assay kit	20 samples

*S2RPA100K 不含 SARS-CoV-2 RdRp

*plus系列kit內含有assay所需所有試劑包括 SARS-CoV-2 RdRp

D-Luciferin, Potassium Salt

(Proven and Published™) | LUCK-1G (1g/bt)

GOLDBIO

冷光素 (D-luciferin) 是進行活體成像生物冷光分析實驗必備的substrate!


- 高純度：>99% purity，可達99.7% pure
- 易使用：溶解於DPBS (Ca²⁺ or Mg²⁺ free)
- 各大研究單位推薦使用，高回購率 >550篇國內外期刊使用推薦
- 專用於生物活體冷光影像實驗



買2送1

數量有限要買要快

捷昇為Gold Biotechnology唯一在台授權之代理商，唯有我們才能提供您最正確的產品資訊與最快的售後服務。



The bioluminescence images of athymic mice bearing luciferase-modified human glioblastoma xenograft in the subcutaneous space.



北區總公司

新北市中和區中正路866-7號10F

TEL : (02) 8221-8898

FAX : (02) 8221-8906

新竹辦公室

新竹縣竹北市嘉豐十路7巷13號

TEL : (03) 5505-899

FAX : (03) 6673-301

台南辦公室

台南市永康區二王路72號1F

TEL : (06) 2326-699

FAX : (06) 2025-665